



Die Großflächenlupe mit Nah- und Fernfunktion

Großer Bildschirm, trotzdem leicht und handlich: die Großflächenlupe Amigo HD ist mit einer bis zu 25-fachen Vergrößerung ein wahrer Alleskönner für Nah- und Fernsicht. Dank dem einzigartigen kontinuierlichen Autofokus können Sie den Abstand zur Vorlage und somit auch Ihre gewohnte, bequeme Haltung zum Lesen selbst bestimmen. Amigo HD begleitet Sie mit einer Akkulaufzeit von bis zu 5 Stunden zuverlässig durch den Alltag – für Ihre Mobilität und Lebensqualität!

- komfortabler 7“ Breitbildschirm
- leicht, handlich und mobil
- Vergrößerung bis zu 25-fach
- beste Bildqualität und perfekter Kontrast aus jedem Blickwinkel
- HD Kamera für Fern- und Nahbereich
- Bildspeicher mit Vergrößerungs- und Scrollfunktion
- mit ca. 3 bis 5 Stunden Akkulaufzeit unabhängig arbeiten

Die elektronische Lupe Amigo HD überzeugt mit einer Vergrößerung von bis zu 25-fach! Die HD Kamera erzeugt kontrastreiche und scharfe Bilder am großen 7" Breitbildschirm. Trotzdem ist Amigo HD leicht und perfekt zum Mitnehmen geeignet!

Amigo HD verfügt über Autofokus und funktioniert in der Nähe und Ferne! Lesen Sie bequem Straßenschilder, Beschriftungen und Preise! Sie können Bilder auch speichern und nachträglich beim Betrachten vergrößern! Amigo HD können Sie, ohne lange Anleitungen studieren zu müssen, einfach und intuitiv bedienen.



Schreiben ist dank ausklappbarem Ständer sehr komfortabel.

Technische Daten

Darstellung:

- Vergrößerung von 1,4- bis 25-fach
- Echtfarbe und 28 kontrastverstärkende Farbkombinationen

Bedienung:

- intuitiv mit nur 8 Bedientasten

Flachbildschirm und Kamera:

- 17,8 cm (7") 16:9 Breitbildschirm mit LED Hintergrundbeleuchtung
- HD Kamera

Strom und Akkuversorgung:

- Universalnetzteil (100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 0,8 A)
- ca. 3 - 5 Stunden Akkulaufzeit

Maße und Gewicht:

- 2,54 × 20,32 × 14,61 cm
- ca. 589 g

Anschlüsse:

- HDMI (zum Anschluss an Fernseher oder Monitor)



Leicht, schlank und flexibel mit 25-fachem Zoom!

Optionales Zubehör



Bildschirmlesegerät

BAUM Retec AG

Karl-Landsteiner-Str. 6
69151 Neckargemünd

Tel.: 06223 4909-0
Fax: 06223 4909-399

E-Mail: info@baum.de
Internet: www.baum.de

BAUM