



Die mobile und intuitive Vorlesekamera für Ihre Brille

Ein Fingerzeig genügt und OrCam liest Ihnen vor! OrCam ist eine intuitive Vorlesehilfe mit einer auf der Brille montierten kleinen Kamera, die Texte von einigen Metern Entfernung erkennt und dezent über den Hörknochen vorliest. Beim Spaziergang Straßenschilder und im Café die Speisekarte mittels Fingergeste vorlesen lassen – mit OrCam sind Sie mit einer Akkuladung über den Tag völlig unabhängig und Ihre Hände bleiben für Interaktionen frei. Wer eine klassische Bedienung bevorzugt, kann die Tasten der am Gürtel befestigten Bedieneinheit nutzen.

- Texte in Zeitungen, auf Verpackungen sowie Schilder und Plakate vorlesen
- leicht, mobil und dezent
- intuitive Bedienung über Fingergesten oder klassisch über Tasten
- Kamera für Nah- und Fernerkennung
- Akkulaufzeit: 24 Stunden im Standby und mind. 4 Stunden im Dauerbetrieb
- weitere Funktionen von OrCam MyEye: Gesichts- und Produkterkennung, Farb- und Geldscheinerkennung und Barcode-Leser

OrCam gibt es in zwei Ausführungen. Das Basismodell OrCam MyReader fokussiert sich auf die reine Texterkennung.

Das erweiterte Modell OrCam MyEye bietet zusätzliche Funktionen, die nicht nur für alltägliche Situationen nützlich sind, sondern Ihnen noch mehr Unabhängigkeit bieten:

- Gesichts- und Produkterkennung
- Farberkennung
- Geldscheinerkennung
- Barcode-Leser

Über das Mikrofon können Sie Personen und Produkten einen Namen geben und speichern. OrCam MyEye erkennt diese mühelos wieder. Mit dem Barcode-Leser und der Geldscheinerkennung wird das Einkaufen deutlich erleichtert.

Technische Daten

Bedienung:

- Intuitiv über Fingergesten oder über drei Bedientasten auf der Bedieneinheit

Kamera und Audio:

- Kamera mit 12 Megapixel mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon
- Nah- und Fernerkennung
- links und rechts montierbar

Strom und Akkuversorgung:

- Akku (3700 mAh)
- Akkulaufzeit 24 h im Standby / mind. 4 h im Dauerbetrieb

Maße und Gewicht:

- Basiseinheit: 13,0 × 5,34 × 2,2 cm
- Kopfeinheit: 8,0 cm
- Insgesamt: 194 g

Anschlüsse:

- Lade- und Mikro-USB-Anschluss



OrCam liest Ihnen mit einer intuitiven Fingergeste den gewünschten Text vor. OrCam MyEye erkennt dank des integrierten Barcode-Lesers das jeweilige Produkt.



OrCam MyEye erkennt Personen innerhalb von 3 m und teilt den zuvor gespeicherten Namen mit.

Ansprechpartnerin:



Frau Basak Barca
Key Account OrCam
Tel.: 06223 4909-360
Mobil: 0162 2524-231
E-Mail: b.barca@baum.de

BAUM Retec AG

Karl-Landsteiner-Str. 6
69151 Neckargemünd

Tel.: 06223 4909-0
Fax: 06223 4909-399

E-Mail: info@baum.de
Internet: www.baum.de

BAUM