



Die universelle Nah- und Fernlupe für jeden

Die kompakte elektronische Lupe Zoomax M5 ist mit einer bis zu 16-fachen Vergrößerung ein wahrer Alleskönner! Ob in die Ferne blicken oder etwas aus nächster Nähe betrachten: Mit zwei integrierten hochauflösenden Kameras sorgt sie für kontrastreiche Bilder. Für den angenehmen Lesekomfort bietet Zoomax M5 zudem einen Standfuß zum Lesen, z.B. auf der Zeitung, sowie einen Handgriff, der das Lesen in der Ferne erleichtert. Mit einer Akkulaufzeit von 4,5 Stunden begleitet Sie Zoomax M5 überall hin.

- stufenlose Vergrößerung bis zu 16-fach
- leicht, handlich und mobil
- beste Bildqualität für den Nah- und Fernbereich
- bis zu 4,5 Stunden Akkulaufzeit
- intuitive Bedienung über Touchscreen oder klassisch über Tasten
- Vorlagen "einfrieren", speichern und nachträglich vergrößern
- TV/Video-Ausgang für Anschluss an dem Fernseher oder einem Monitor

Die elektronische Lupe Zoomax M5 überzeugt mit einer bis zu 16-fachen Vergrößerung: Ob zuhause oder unterwegs, Zoomax M5 zeigt Ihnen Texte und Bilder genau so groß, wie Sie es möchten. Auch bei größerem Leseabstand wird die Vorlage dank Tap-to-focus perfekt vergrößert.

Der kontrastreiche 11 cm (5 Zoll) Bildschirm ist aus jedem Winkel gut zu lesen. Sie können das Bild auch "einfrieren", anschließend weiter vergrößern und sogar bis zur gewünschten Lese- stelle verschieben. Mit einer Akkulaufzeit von ca. 4,5 Stunden und einem Gewicht von nur 265 g wird Zoomax M5 zum praktischen Helfer im all- täglichen Leben.

Technische Daten

Vergrößerung:

- 2,3- bis 16-fach, stufenlos

Darstellung:

- Echtfarbe und 10 kontrastverstärkende Farbkombinationen

Bedienung:

- Einfach mit nur 4 Bedienelementen sowie über Touchscreen

Flachbildschirm und Kamera:

- kontrastreicher 11 cm (5") TFT-Monitor mit Touchscreen
- HD Kamera für Nah- und Fernsicht

Strom und Akkuversorgung:

- Universalnetzteil (100 - 240 V, 5 V, 2,5 A)
- ca. 4,5 h Akkulaufzeit

Maße und Gewicht:

- 17,3 × 8,0 × 2,0 cm
- ca. 265 g

Anschlüsse:

- HDMI (zum Anschluss an Fernseher oder Monitor)



Zoomax M5 kann direkt auf die Vorlage gestellt werden. Gut tastbare Bedienelemente erleichtern die Handhabung. Auch eine intuitive Bedienung über Touchscreen ist möglich.



Beim längeren Fokussieren in die Ferne liegt der Handgriff angenehm in den Händen.



Klein, leicht und handlich: die Lupe kann bequem überall mitgenommen werden!

BAUM Retec AG

Karl-Landsteiner-Str. 6
69151 Neckargemünd

Tel.: 06223 4909-0
Fax: 06223 4909-399

E-Mail: info@baum.de
Internet: www.baum.de

