



eSight  
Jetzt exklusiv  
bei uns!

## Die innovative elektronische Brille für hochgradig Sehbehinderte

Kontrastreiche Bilder direkt vor Ihren Augen? eSight ist eine innovative elektronische Brille für hochgradig sehbehinderte Menschen. Eine eingebaute HD Kamera nimmt das Bild vor dem Gerät auf. Der integrierte Computer verarbeitet anschließend die Aufnahme und gibt das Ergebnis nahezu in Echtzeit auf den beiden OLED-Displays der Brille aus. Durch den Autofokus können Sie Straßenschilder aus der Ferne sowie das kleine Display Ihres Smartphones lesen. Ihre Hände bleiben dabei für Interaktionen frei. Nach Bedarf können Sie eSight hochklappen und Ihre Umgebung wie gewohnt betrachten.

- leicht, tragbar und mobil
- kontrastreiche Echtzeitbilder aus Nah- und Fernbereich
- Bild- und Videospeicher mit manuell einstellbarem Kontrast, Fokus und Zoom
- Vergrößerung externer Bilder und Videos (z. B. Fernseher) per HDMI
- Inkl. Brillenanpassung und Trainingstag bei Ihnen vor Ort

Die eSight hilft Ihnen dabei, Ihre Mobilität zu optimieren, besonders wenn Sie sonst Ihre Umgebung nur schemenhaft wahrnehmen können. Durch die Kontrastverstärkung sind Umrisse besser zu erkennen, Türen, Hindernisse, Gegenstände sind leichter zu lokalisieren. Sie können zwischen verschiedenen Einstellungen wählen: neben dem Kontrast kann auch die Helligkeit an die unterschiedliche Anforderungen angepasst und so individuell auf Ihre Bedürfnisse eingestellt werden.

Durch den integrierten Akku und ein geringes Gewicht wird eSight zu Ihrem täglichen Begleiter. Sie lesen sowohl Straßenschilder als auch Plakate, Fahrpläne sehr unauffällig und dezent ohne ein weiteres Gerät aus der Tasche zu holen. Ihre Hände bleiben weiterhin frei.

Neben dem Live-Bild lassen sich auch externe Bilder und Videos z. B. über HDMI übertragen.

### Technische Daten

#### Bedienung:

- sieben Tasten und zwei Drehregler auf der Bedieneinheit
- Einstellbarer Kontrast, Fokus und Zoom

#### Bildschirm und Kamera:

- Kamera und zwei OLED Displays mit 2,36 Megapixel für Livebilder
- Autofokus für Nah- und Fernbereich

#### Strom- und Akkuversorgung:

- eingebauter Li-Ionen-Akku
- USB-Ladegerät inklusive
- ca. 3 h Akkulaufzeit im Standby

#### Anschlüsse/Schnittstellen:

- SD-Kartenslot, HDMI und USB Typ C
- Bluetooth und WLAN



*Mit eSight nehmen Sie Ihre Umwelt mit höherem Kontrast, Fokus und Zoom wahr.*



*Nach Bedarf können Sie eSight hochklappen und Ihre Umgebung wie gewohnt betrachten.*



*Die handgroße Bedieneinheit passt dezent in Ihre Hosen- oder Jackentasche.*